



الدليل الإرشادي لتركيب ملائم للعدسة اللاصقة الصلبة



دليل الملازمة للعدسة اللاصقة الصلبة (عدسة لين)





Smt - CL Lab
CONTACT LENSES LABORATORY

مختبر سَمْتُ لصناعة العدسات اللاصقة ، أول مختبر مرخص لصناعة العدسات اللاصقة في الأردن

عدسة لين : أول عدسة صلبة تم تصميمها لتناسب حالات القرنية المخروطية في الشرق الأوسط ، عن طريق دراسة عدد كبير من الحالات القرنية المخروطية، و دراسة كل منحني في العدسة و تثبيت المشترك فيها و تعميمه من أجل التقليل من التعديلات النهائية للعدسة و جعلها أكثر ملازمة .

تعريف العدسة الصلبة : هي عدسة صلبة حجمها أكبر من القرنية و لا تلامس القرنية و يعبأ الفراغ بين العدسة و القرنية بسائل ملحي متعادل بذلك تعطي رؤية منتظمة و واضحة، و مريحة جداً لأنها لا تلامس القرنية .

تشرح العدسة : تتكون العدسة من أربع مناطق يجب أن نتأكد من ملائمتها للقرنية كل منطقة على حدى.




- 1- منحنى القاعدة، المنطقة المركزية **Central Zone**
- 2- المنطقة المحيطي المتوسط **Mid Periphery Zone**
- 3- منطقة حافة القرنية أو اللمل **Limbal Zone**
- 4- منطقة الهبوط أو منحنى الصلبة **Landing Zone**

المجموعة التجريبية : تحتوي المجموعة التجريبية لدينا على سبع عدسات بتحديبات مختلفة و عمق تدلي تبدأ من 3900 للعدسة الأولى إلى 5100 للعدسة الأخيرة ب 200 مايكرون لكل خطوة .

العدسة	عمق التدلي (sag)	منحنى القاعدة (B.C)	القوة (Power)	السماكة المركز (C.T)
1	3900 µ	41.00	+2.00	240
2	4100 µ	43.00	0.00	200
3	4300 µ	45.00	-2.00	190
4	4500 µ	47.00	-4.00	180
5	4700 µ	49.00	-6.00	170
6	4900 µ	51.00	-8.00	160
7	5100 µ	53.00	-10.00	150

إختيار العدسة البادئة لفحص الملازمة: نبدأ بالعدسة الثالثة 4300 µ

نملئ العدسة بالمحلول الملح، و نغمس شريحة الفلوروسين بالمحلول و نلبس العدسة للمريض و نسلط ضوء أزرق للعين فيتأين الفلوروسين و في حال وجود أي سواد يعني وجود تلامس بين القرنية و العدسة عندها ننقل للعدسة الأعلى رقم 4 و إذا زال التلامس نعتمد العدسة و نكمل باقي الفحص و إذا بقي التلامس نذهب للأعلى رقم 5، وهكذا حتى يتأين الفلوروسين على كامل العدسة مع التأكد من عدم وجود فقاعة تحت العدسة، ننتظر من 10 إلى 30 دقيقة قبل البدء بتقييم العدسة، كلما زاد SAG يجب أن ننتظر أكثر قبل التقييم .



نضع المصباح الشقي Slitlamp على إضاءة ضيقة جداً، ونضع زاوية 45 درجة بين نظام التكبير ونظام الإضاءة، على تكبير 10 و نمسح القرنية و نبحت عن أعلى قمة للقرنية والتي تكون أقرب ما يكون للعدسة عبر أقل سماكة للسائل بين العدسة و القرنية .

نبدأ تقييم العدسة حسب المناطق الأربعة السابقة :

1- المنطقة المركزية : يجب أن يكون أقل سماكة للسائل تحت العدسة في هذه المنطقة ما بين 200μ ل 250μ يتم قياسها عن طريق مقارنتها مع سماكة العدسة المعلومة من المجموعة التجريبية ، فإذا كانت أكثر أو أقل من المطلوب يتم الطلب منا زيادة أو تقليل الفراغ خلف العدسة في ملف الطلب تحت أسم : **Central Zone**







2- المنطقة المحيطية : يجب أن يكون أقل سماكة للسائل تحت العدسة في هذه المنطقة ما بين 150μ ل 200μ ، يتم قياسها عن طريق مقارنتها مع سماكة السائل في المنطقة المركزية التي أصبحت معلومة من التقييم السابق ، فإذا كانت أكثر أو أقل من المطلوب يتم الطلب منا زيادة أو تقليل الفراغ خلف العدسة في هذه المنطقة بملف الطلب تحت أسم

Mid Periphery Zone:

3- منطقة حافة القرنية أو اللبيل: يجب أن يكون أقل سماكة للسائل تحت العدسة في هذه المنطقة ما بين 100μ ل 150μ ميكرون يتم قياسها عن طريق مقارنتها مع سماكة السائل في المنطقة المركزية التي أصبحت معلومة من التقييم السابق ، فإذا كانت أكثر أو أقل من المطلوب يتم الطلب منا زيادة أو تقليل الفراغ خلف العدسة في هذه المنطقة بملف الطلب تحت أسم :

Limbal Zone

4- منطقة الهبوط : وهي منطقة التلامس مع الصلبة يجب أن يكون هبوط اطراف العدسة على الصلبة سلسلة و متوازية معها بكل مناطق التلامس بدون ضغط أو ارتخاء في 360 درجة وعند ملاحظة أي منطقة ضغط أو ارتخاء يجب تعديل حافة العدسة لتتألم مع الصلبة و يتم الطلب التعديل بشكل ساعي كل ساعة على حدى، يتم طلب التعديل على منطقة الهبوط من ملف الطلب تحت أسم : **Landing Zone**



يتم تقييم كمية الرفع عن طريق ملاحظة كمية البيضاض وعرضه الناتج من الضغط على الصلبة، فإذا لاحظت وجود ضغط بدون قطع للأوعية الدموية يكون كمية ارفع من 25μ إلى 100μ ، و إذا لاحظت وجود بيضاض سيكون الرفع من 100μ إلى 300μ ، حسب اتساع البياض و كمية الضغط، يتم تقييم الإرتفاع عن طريق ليس العدسة بدون فلوروسين و وضع الفلوروسين فوق العدسة و ملاحظته من إبن يدخل لداخل العدسة و منه تحتاج المنطقة إلى خفض حسب اتساع منطقة الدخول.

التعديلات الواجب القيام بها في حال وجود ظفرة أو لحمية Pterygium – Pinguecula:

في حال وجود اللحمية أو الظفرة داخل قطر العدسة فإنها تؤثر بعدة أمور أولها تقوم اللحمية برفع العدسة مما يؤثر SAG برفع زائد ، وتقوم العدسة بالضغط على اللحمية و اللحمية تضغط على الأوعية و تؤثر أيضا على المناطق المجاورة لها بحيث تصبح مناطق مرتفعة تحتاج لخفض الحل هنا قطع العدسة في الحافة بشكل يتناسب مع اللحمية
نقوم بذلك بتحديد ثلاثة إحداثيات :

1- موقع اللحمية حسب الساعة

2- ارتفاع اللحمية بالملم

3- عمق اللحمية بالملم

زيادة SAG حسب تقدير الارتفاع الزائد الناتج عن رفع العدسة بواسطة اللحمية .

الخطوة الأخيرة


هي فحص البصر فوق العدسة ، يتم التعامل مع العينين بعين سليمة و تضاف النتيجة في مربع المخصص للطلب، و يتم الإنتباه لعدة نقاط :

1- كلما كان السائل أقل تحت مركز العدسة (دون تلامس مع القرنية) كلما كانت حدة الإبصار أفضل خلال الفحص

2- يجب أخذ K-reading فوق العدسة للتأكد من عدم وجود لابيورية متبقية ناتجة عن أنثناء العدسة (تنتهي العدسة نتيجة عدم انتظام الصلبة) يجب ملاحظة محور CYL النتائج عن K-reading لأنها تكون نفس محور ضغط حواف العدسة على الصلبة .

3- يجب الإنتباه أيضا لسطح العدسة والتأكد من نظافته و انتظام السائل فوقه عن طريق التنظيف المستمر للمجموعة التجريبية و التأكد من طلب معالجة البلازما .

معالجة البلازما : هي طبقة نقوم بإضافتها في المختبر فوق سطح العدسة مما يجعلها محبة للماء مما يؤدي لتوزيع طبقة منتظمة من الماء فوق سطح العدسة مما يساعد في وضوح الرؤيا و ناقلية عالية للأوكسجين .



بعد الإنتهاء من تصميم العدسة المثالية للعين و طلبها و استلامها (نأمنها في الأردن خلال 24 ساعة) يجب التأكد من ملازمة العدسة للعين حسب التغييرات التي أجريتها ، إذا كان هنالك أي منطقة غير ملازمة لا تتردد بطلب البديل المجاني و إجراء التعديلات الجديدة المناسبة ، و إذا كان لديك أي شكوك بالملازمة أطلب استشارتنا الدائمة و المجانية .

التدريب الجيد للمريض على استعمال العدسات و اعطائه المعلومات الكافية جزء اساسي من نجاح الملازمة و تغيير حياة المريض

(اطلب ارسال رابط ملف الطلب على الواتس أب)

ORDER FORM



Account Name:

Date:

01/01/2022

Patient Name:

Invoice:

Order :

Warranty

Trial Set ID:

R

Trial Lens Parameters

Materials

Shape
Sag.
BC
Dia.
Sph.

Vista
Plasma treatment ☒
Over-refraction
B.V.D :12mm


Zone 1: Central Zone Modify clearance
Zone 2: Mid-periphery Zone Modify clearance
Zone 3: Limbal Zone Modify clearance
Zone 4: Landing Zone Modify clearance

Edge Costumization

1- Location to Change
2- Location to Change
3- Location to Change
4- Location to Change

Peripheral Notches

1- Location width Depth
2- Location width Depth



Notes :

L

Trial Lens Parameters

Materials

Shape
Sag.
BC
Dia.
Sph.

Vista
Plasma treatment ☒
Over-refraction
B.V.D :12mm

Zone 1: Central Zone Modify clearance
Zone 2: Mid-periphery Zone Modify clearance
Zone 3: Limbal Zone Modify clearance
Zone 4: Landing Zone Modify clearance

Edge Costumization

1- Location to Change
2- Location to Change
3- Location to Change
4- Location to Change

Peripheral Notches

1- Location width Depth
2- Location width Depth



Notes :

